



**GARANTIERT
GLEICHBLEIBENDE
SPITZENQUALITÄT**



Deutsch

Gebrauchsinformation

FINO GASEX Dekontaminierung
23150

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine erstklassige Wahl getroffen. **FINO** Markenprodukte der DT&SHOP Firmengruppe überzeugen durch gleichbleibend hochwertige Qualität zum günstigen Preis.

1. ANWENDUNGSBEREICHE

Dekontaminierungsmittel bei Keramikbränden. **FINO GASEX** verhindert, dass besonders bei NEM und goldreduzierten Legierungen auftretende Gase auf den Keramikbrand einwirken können.

2. VORTEILE

- ◆ Verbessert Qualität der Keramik
- ◆ Reinigt Brennmuffel des Keramikofens
- ◆ Absorbiert auftretende Gase

3. TECHNISCHE DATEN

Keine Angaben.

4. ANLEITUNG

Legen Sie **FINO GASEX** Stäbchen einfach bei jedem Keramikbrand dem Brenngut bei. **FINO GASEX** kann auf den Brenngutträger oder direkt auf die Brennmuffel gelegt werden. Gebrannt wird nach den Temperaturangabe des Keramikherstellers.

4.1 Hinweise

FINO GAS-EX darf nicht direkt mit dem Brenngut in Kontakt kommen. **FINO GAS-EX** baut sich nach mehreren Anwendungen selbständig ab. Wechseln Sie daher die Stäbchen rechtzeitig aus, damit eine sichere Dekontaminierung gewährleistet ist.

5. LAGERUNG

Keine Angaben.

6. GEFÄHRENHINWEISE

Keine Angaben.

7. LIEFERFORMEN

FINO GASEX Dekontaminierung
12 Stück 23150

8. GEWÄHRLEISTUNG

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und Versuchen und stellen lediglich Richtwerte dar. Es obliegt der Sachkenntnis des Anwenders, die von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb Änderungen in Konstruktion und Zusammensetzung vor. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte.



**GUARANTEED TOP QUALITY
THROUGHOUT**



English

User Information

FINO GASEX Decontamination Agent
23150

By purchasing this product you have made an excellent choice.

FINO quality products from DT&SHOP convince through consistently high quality for economical prices.

1. FIELDS OF APPLICATION

Decontamination agent for ceramic firing. FINO GASEX prevents that gases, which can develop if non-precious or low-precious alloys are used, affect the firing of porcelain.

2. ADVANTAGES

- ◆ Improves the quality of ceramic
- ◆ Cleans heating element of the ceramic furnace
- ◆ Absorbs developing gases

3. PHYSICAL DATA

No information.

4. PROCESSING / INSTRUCTIONS

Simply add FINO GASEX Sticks to the fired objects for every porcelain firing. FINO GASEX can be placed on the firing tray or directly on firing mould. Firing has to be done in accordance with the temperature directions of the manufacturer of the porcelain.

4.1 Notes

FINO GAS-EX must not come in direct contact with fired objects.
FINO GAS-EX degrades by itself after a couple of applications. Hence exchange the sticks in time to ensure a safe decontamination.

5. STORAGE

No information.

6. SAFETY PRECAUTIONS

No information.

7. AVAILABILITY

FINO GASEX Decontamination Agent
12 pieces 23150

8. GUARANTEE

Our technical recommendations of application are based on our own experiences and tests and should only be regarded as guidelines. It rests with the skills and experience of the user to verify that the products supplied by us are suitable for the intended procedures. Our products are undergoing a continuous further development. We reserve the right of changes in construction and composition. It is understood that we guarantee the impeccable quality of our products.





QUALITE CONSTANTE
GARANTIE



Francais

Mode d'emploi

FINO GASEX agent de décontamination
23150

Nous vous félicitons d'avoir choisi cet article. Vous serez convaincu par le rapport qualité / prix des articles **FINO** de la Société DT&SHOP.

1. DOMAINE D'APPLICATION

Agent de décontamination pour la cuisson de la céramique. FINO GASEX empêche que des gaz n'agissent sur la cuisson de la céramique, surtout lorsqu'on utilise des alliages semi-précieux.

2. AVANTAGES

- ◆ Améliore la qualité de la céramique
- ◆ Nettoie le moufle du four à céramique
- ◆ Absorbe les gaz qui se forment

3. DONNEES PHYSIQUES

Aucune indication.

4. MISE EN OEUVRE

osez les batonnets FINO GASEX simplement à côté de la céramique lors de chaque cuisson. FINO GASEX peut être posé sur le support céramique ou directement sur le moufle. Cuisson selon les données de température du fabricant de céramique.

4.1 Informations

FINO GASEX ne doit pas être mis en contact direct avec la céramique. FINO GASEX se décompose tout seul après plusieurs utilisations. Remplacer les batonnets à temps pour garantir la décontamination.

5. STOCKAGE

Aucune indication.

6. CONSIGNES DE SECURITE

Aucune indication.

7. CONDITIONNEMENT

FINO GASEX agent de décontamination
Paquet de 12 23150

8. PRESTATION DE GARANTIE

Nos recommandations d'application technique reposent sur nos propres expériences et nos essais, elles sont uniquement à titre indicatif. Il incombe à l'utilisateur compétent d'examiner les produits que nous livrons en vue de leur aptitude aux procédés et buts poursuivis. Nos produits sont continuellement perfectionnés. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'en modifier la construction et la composition. Nous vous garantissons, naturellement, la qualité irréprochable de nos produits.



DURADERA CALIDAD
SUPREMA GARANTIZADA



Español

Información sobre el uso

FINO GASEX descontaminante
23150

Con la compra de este producto Usted ha elegido un producto de primerísima calidad. Los productos de la marca **FINO** grupo de empresas de DT&SHOP convencer por su alta calidad a buen precio.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Agente descontaminante durante la combustión cerámica. FINO GASEX evita, sobre todo en aleaciones reducidas NEM y oro, que los gases que se forman actúen sobre la combustión cerámica.

2. VENTAJAS

- ◆ Mejora la calidad de la cerámica
- ◆ Limpia la mufia de combustión del horno cerámico
- ◆ Absorbe los gases que se forman

3. DATOS TÉCNICOS

Sin datos.

4. ELABORACIÓN / INSTRUCCIONES

Basta con añadir al material barritas de FINO GASEX en cada combustión cerámica. FINO GASEX se puede colocar en el soporte del material o directamente sobre la mufia de combustión. Se quema conforme a las indicaciones de temperatura del fabricante de la cerámica.

4.1 Instrucciones

FINO GAS-EX no debe entrar nunca en contacto directo con el material. FINO GAS-EX se autodesintegra tras varias aplicaciones. Por esta razón deben reemplazarse a tiempo las barritas para garantizar una descontaminación segura.

5. LUGAR DE ALMACENAMIENTO

Sin datos.

6. INDICACIONES DE PELIGROSIDAD

Sin datos.

7. FORMAS DE ENTREGA

FINO GASEX descontaminante
12 unidades 23150

8. GARANTÍA

Nuestros consejos de uso técnico se basan en nuestra larga experiencia y experimentos. Representan únicamente valores que sirven para orientar al usuario. El usuario, acorde con su conocimiento específico de la materia, debe comprobar si los productos que le hemos suministrado son apropiados para el procedimiento y los fines intencionados.

Nuestros productos están sometidos a un proceso continuo de investigación y desarrollo por lo cual nos reservamos el derecho de hacer cambios en su construcción. Por supuesto que garantizamos una impecable calidad de nuestros productos.





**GARANZIA DI QUALITÀ
SUPERIORE COSTANTE**



Italiano

Istruzioni d'uso

FINO GASEX Decontaminante
23150

Acquistando questo prodotto avete fatto un'ottima scelta.
I prodotti di marca **FINO** della DT&SHOP si differenziano per la costante qualità superiore a prezzi convenienti.

1. CAMPI D'USO

Decontaminante per la cottura della ceramica.
FINO GASEX evita gli effetti negativi dei gas formati durante la cottura della ceramica, soprattutto con le leghe ridotte.

2. VANTAGGI

- ◆ Migliora la qualità della ceramica
- ◆ Pulisce il cilindro di cottura del forno
- ◆ Assorbe i gas formati

3. DATI FISICI

Nessuna indicazione.

4. RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Utilizzare FINO GASEX per ogni cottura di ceramica. Posizionare il bastoncino FINO GASEX direttamente sul portaceramica oppure sul cilindro di cottura.
La cottura avviene secondo le indicazioni del produttore della ceramica.

4.1 Indicazioni

FINO GASEX non deve venire a contatto diretto con il lavoro da cuocere.

Dopo alcune applicazioni diminuisce l'effetto decontaminante di FINO GASEX. Sostituire quindi il bastoncino per garantire sempre una decontaminazione sicura.

5. LAVORAZIONE

Nessuna indicazione.

6. CONSERVAZIONE

Nessuna indicazione.

7. INDICAZIONI DI PERICOLOSITÀ

FINO GASEX Decontaminante
12 pezzi 23150

8. GARANZIA

I nostri consigli per l'utilizzo si basano sulle nostre esperienze e ricerche e hanno solamente valore indicativo. È responsabilità dell'utente verificare se i prodotti da noi forniti sono adatti alle tecniche e ai lavori previsti.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Possono quindi cambiare la costruzione o la composizione. Naturalmente possiamo sempre garantire la perfetta qualità dei nostri prodotti.