
MIRAHOLD®
MIRAHOLD® BAMBINO
SPANDEX®
SPANDEX® MINI

REF 605 450
REF 605 451
REF 605 454
REF 605 455

D Sterilisationsanweisung

- Bitte Desinfektionsmittel vor dem Autoklavieren gründlich abwaschen.
- Autoklavierbar bei 134°C. Wir empfehlen das Schonprogramm bei 121°C.
- Zyklus: bis zu 50 x
- Bitte vermeiden Sie beim Autoklavieren den Kontakt mit Metallinstrumenten.

GB Sterilization instruction

- Rinse the disinfection materials thoroughly before autoclaving.
- Autoclavable up to 134°C. We recommend the safety program of 121°C.
- Cycle: up to 50 x
- Please avoid contact with metal instruments when autoclaving.

F Conseils pour la stérilisation

- Bien rincer les produits de désinfection avant de mettre en autoclave.
- Autoclavables jusqu'à 134°C. Nous recommandons le programme à 121°C.
- Cycle: jusqu'à 50 x
- Ne pas mettre de métal en contact dans l'autoclave.

NL Sterilisatieaanwijzing

- Het desinfectiemiddel goed afspoelen en alvorens te autoclavieren.
- Sterilisatie in autoclaaf: 134°C. Aanbevolen wordt sterilisatie op 121°C.
- Cycle: up to 50 x
- Opletten in de autoclaaf niet met instrumenten van metaal in aanraking komt.

E Instrucciones para la esterilización

- Por favor, lavar a fondo antes de usar en el autoclave.
- Esterilización en autoclave: 134°C. Para la esterilización recomendamos un programa suave de 121°C.
- Ciclo: hasta 50 veces
- Por favor, tengan en cuenta que el retractor no esté en contacto con instrumentos metálicos.

I Consigli per la sterilizzazione

- Pulire accuratamente l'apribocca prima di posizionarlo in autoclave.
- Sterilizzazione in autoclave 134°C. Si raccomanda di utilizzare il ciclo a 121°C.
- Ciclo: fino a 50 x
- Evitare in autoclave la presenza di strumenti metallici.

P Instruções de Esterilização

- Lave cuidadosamente os materiais de desinfecção antes da autoclavagem.
- Autoclavável até 134°C. Recomendamos utilizar o programa delicado à 121°C.
- Até 50 ciclos de autoclavagem
- Por favor, evite o contacto com instrumentos de metal aquando da autoclavagem.

FIN Steriloinaiohje

- Desifiointiaine pestävä pois perusteellisesti ja kuivattava ennen autoklavointia.
- Autoklavoitavissa 134°C astessa. Sositetaan 121°C asteen ohjelmaa.
- Käyttökertoja jopa 50 kappaletta
- Huomioikaa ei joudu kontaktiin metalli-instrumenttien kanssa.

PL Instrukcja sterylizacji

- Przed włożeniem do sterylizatora należy go dokładnie wypłukać ze środków dezynfekujących pod bieżącą wodą.
- Szerylizacja w autoklawie: 134°C. Wskazana temperatura przy sterylizacji nie powinna przekraczać 121°C.
- Cykl: do 50 razy
- Ważne jest także, aby w sterylizatorze nie miał styczności z innymi instrumentami z metalu.