CeraGum Flowables

Estetică gingivală individualizată, nuanță cu nuanță.

Compozit fluid pentru caracterizarea gingivală. Gingia naturală este policromă.



Paleta de nuanțe

4 – Bază	6 – Intensive	3 – Efecte
Realizați stratul de bază	Adăugați profunzime și detalii	Definitivați aspectul final

CeraGum Flowables – compozit fluid fotopolimerizabil

Compozit metacrilic fotopolimerizabil (Bis-GMA, TEGDMA, EBPADMA), cu aproximativ 46% în volum particule de umplutură din sticlă de bariu și silice amorfă (0,01–3 µm). Toate nuanțele sunt radioopace.

Consistența fluidă și vârful curbat 20G permit aplicarea directă, controlată, în straturi subțiri, inclusiv la nivelul papilelor interdentare, ambrazurilor și zonelor de tranziție cervicală.

Caracteristici

01 · Aplicare precisă: vârf curbat 20G, detalii anatomice fine.

02 · Fotopolimerizare: profunzime cromatică, transluciditate și accente luminoase prin stratificare.

03 · 13 nuanțe: patru de bază, șase intensive și trei pentru efecte.

04 · Radioopacitate: toate nuanțele; rezistență la flexiune ≥ 80 MPa și la compresiune > 200 MPa.

Protocol

1. Strat de bază · 2. Profunzime cromatică · 3. Vascularizație · 4. Transluciditate · 5. Accente anatomice luminoase · 6. Finisare și lustruire.

Fotopolimerizare: lampă halogen sau LED, 400–500 nm; straturi ≤ 3 mm (nuanțe opace ≤ 1 mm); 10 secunde/strat (5 secunde la intensitate > 1000 mW/cm²); fotopolimerizare finală suplimentară de 20 secunde/suprafață (10 secunde la intensitate > 1000 mW/cm²).

CeraGum Flowables

Compozit fluid fotopolimerizabil pentru caracterizare gingivală.



Date tehnice esențiale

Nuanțe	13 (4 de bază, 6 intensive, 3 pentru efecte)
Rezistență la compresiune	> 200 MPa
Rezistență la flexiune	≥ 80 MPa
Radioopacitate	Toate cele 13 nuanțe

Dispozitiv medical cu marcaj CE. Pentru utilizare profesională în stomatologie.

Paleta celor 13 nuanțe

Bază · 4

Nuanță	Rol
Light Pink	Fenotip gingival subțire; gingie marginală
Pink	Nuanță de bază universală
Dark Pink	Fenotip gingival gros; saturație cromatică mai mare
Radish	Nuanță de bază intensă pentru profunzime cromatică

Intensive · 6

Nuanță	Rol
Red Brown	Zone cu pigmentație melanică; profunzime locală
Purple Magenta	Vascularizație; mucoasă alveolară
Light Red	Papile interdentare; accente marginale
Dark Red	Roșu intens; profunzime vasculară
Dark Orange	Nuanță intensivă caldă, cu luminozitate mai redusă
Peach	Nuanță intensivă caldă, cu luminozitate mai ridicată

Efecte · 3

Nuanță	Rol
Pink Translucent	Transluciditate la marginea gingivală și în zonele de tranziție
Milky White	Proeminențe radiculare și tranziție cervicală
White Translucent	Accente luminoase discrete în zonele de tranziție

Culorile nuanțelor reproduse în materialele tipărite sunt aproximative.

Culoarea gingivală în detaliu

Cinci nuanțe. Caracterizare prin stratificare.

Exemplul realizat de Fer Griffon utilizează Light Pink, Pink Translucent, Pink, Purple Magenta și Light Red.



Rolul nuanțelor

Nuanță	Utilizare
Light Pink	Fenotip gingival subțire; gingie marginală
Pink Translucent	Transluciditate la marginea gingivală și în zonele de tranziție
Pink	Nuanță de bază universală
Purple Magenta	Vascularizație; mucoasă alveolară
Light Red	Papile interdentare; accente marginale

Lucrare realizată de Fer Griffon.

CeraGum Flowables

Disponibil prin distribuitorii autorizați MPF.

Paginile produselor, instrucțiunile de utilizare și datele tehnice sunt disponibile la mpfbrush.com.

Distribuitor autorizat

Logo și date de contact.

CeraGum™ este o marcă MPF. Dispozitiv medical cu marcaj CE. Exclusiv pentru utilizare profesională în stomatologie. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire. Culorile nuanțelor reproduse în materialele tipărite sunt aproximative.

MPF Brush Co. Ltd · www.mpfbrush.com