SISTEM DE CIMENTARE ADEZIVĂ

UniSystem

Un singur protocol, de la restaurare la dinte.

Trei produse. Un sistem coordonat.



RESTAURAREA

UniPrime SA

Condiționează ceramica vitroasă și ceramica oxidică, metalul, compozitul și compozitul ranforsat cu fibre.

DINTELE

UniBond LC

Adeziv universal pe bază de MDP, pentru tehnicile self-etch, total-etch sau gravarea selectivă a smalțului.

CIMENTAREA

UniCem DC

Fixează restaurarea pe dinte. Se fotopolimerizează sau se autopolimerizează în zonele unde lumina nu pătrunde.

Fiecare suprafață are materialul potrivit.

> 26 MPa
UniCem DC pe șase substraturi, după 5.000 de cicluri termice

33.6 MPa
UniBond LC pe ceramică vitroasă

≈ 25 MPa
UniPrime SA pe ceramică vitroasă și zirconiu

3 µm
Grosimea peliculei UniBond LC

Fiecare suprafață are materialul potrivit.

O restaurare cimentată adeziv are două suprafețe de adeziune. UniSystem utilizează un material dedicat pentru fiecare suprafață, apoi le unește printr-un ciment rășinic cu polimerizare dual.



RESTAURAREA

UniPrime SA

Agent de cuplare pentru ceramică

Condiționează ceramica vitroasă și ceramica oxidică, metalul, compozitul și compozitul ranforsat cu fibre.

60 de secunde

Pe suprafață, apoi uscare cu aer.

Ambalaj: flacon de 5 ml



DINTELE

UniBond LC

Adeziv universal fotopolimerizabil

Adeziv universal pe bază de MDP, pentru tehnicile self-etch, total-etch sau gravarea selectivă a smalțului.

Peliculă de 3 µm

Pelicula subțire facilitează poziționarea restaurării.

Ambalaj: flacon de 6 ml



CIMENTAREA

UniCem DC

Ciment rășinic cu polimerizare dual

Fixează restaurarea pe dinte. Se fotopolimerizează sau se autopolimerizează unde lumina nu pătrunde.

> 26 MPa

Pe șase substraturi, după 5.000 de cicluri termice

Ambalaj: seringă automix de 8 g, 4 nuanțe

Protocol de cimentare

Pasul 1

Restaurarea · UniPrime SA

Pregătiți suprafața prin gravare cu acid fluorhidric (HF) sau sablare, conform instrucțiunilor materialului. Aplicați primerul, așteptați 60 s, apoi uscați cu aer.

Pasul 2

Dintele · UniBond LC

Aplicați prin frecare timp de 20 s. Uscați cu aer 10–15 s. Fotopolimerizați 10 s.

Pasul 3

Cimentarea · UniCem DC

Amestecați în raport 1:1. Poziționați restaurarea și îndepărtați excesul. Fotopolimerizați 10–20 s sau lăsați să se autopolimerizeze (priză în ≤ 4,5 min la 37 °C).

DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Siglă și date de contact

Rezultate obținute în laborator. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire. UniBond™, UniPrime™ și UniCem™ sunt mărci MPF. Dispozitive medicale cu marcaj CE. Exclusiv pentru uz stomatologic profesional.