RESTAURAREA

UniPrime SA

UniSystem

Partea restaurării în adeziune.

Condiționare universală cu primer a restaurărilor indirecte.

01

Universal

Ceramică vitroasă și oxidică, inclusiv zirconiu; metal, compozit și compozit armat cu fibre.



AGENT DE CUPLARE PENTRU CERAMICĂ

FLACON
5 ml

02

Simplu

1–3 picături. Se aplică cu pensula pe suprafața pretratată până la umectarea uniformă.

03

Adeziune durabilă

Formează o adeziune durabilă între restaurare și cimentul rășinic.

04

Compatibil

Se utilizează cu cimenturi rășinice fotopolimerizabile sau cu polimerizare dual, inclusiv UniCem DC.

CIFRE CHEIE

60 de secunde
Pe suprafață. Apoi uscați cu aer.

Circa 25 MPa
Pe ceramică vitroasă și zirconiu.

5 ml
Flacon de 5 ml

Un pas simplu. O adeziune durabilă.

Agent universal de cuplare pe bază de silan, pentru condiționarea suprafeței interne a restaurărilor indirecte. Creează o adeziune durabilă între cimentul rășinic de fixare și restaurare, cu evaporare rapidă a solventului pentru timpi de lucru scurți. Potrivit pentru utilizare în laborator sau în cabinet.

DATE DE MATERIAL ȘI MECANICE

Circa 25 MPa pe ceramică vitroasă și zirconiu

Forța de adeziune UniPrime SA (MPa)



Rezultate de laborator.

Tip	Agent de cuplare pe bază de silan (primer pentru ceramică)
Adeziune la ceramica vitroasă (inițial / îmbătrânit)	25,2 / 21,3 MPa
Adeziune la zirconiu (inițial / îmbătrânit)	24,5 / 22,4 MPa
Timp de acțiune	60 s
Depozitare / termen de valabilitate	2–25 °C, ferit de lumină / 2 ani
Ambalaj	Flacon de 5 ml
Precauții	Solvent inflamabil; închideți capacul imediat după utilizare

Protocol

Pasul 1

Pretratare

Gravați cu HF sau sablați restaurarea, conform instrucțiunilor materialului.

UniPrime SA condiționează restaurarea

Pasul 2

Aplicare

Dozați 1–3 picături într-un godeu de amestec. Aplicați cu pensula până când suprafața este umectată uniform.

UniBond LC realizează adeziunea la dinte

Pasul 3

Așteptare și uscare cu aer

Lăsați să acționeze 60 de secunde. Solventul se evaporă rapid; finalizați cu un jet de aer.

UniCem DC le unește pe cele două

UniPrime™ este o marcă MPF. Dispozitiv medical marcat CE. Exclusiv pentru uz stomatologic profesional. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire.

DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Logo și date de contact