



NATÜRLICHE PROTHESEN DURCH INDIVIDUELLE EINFÄRBUNG

NATURAL DENTURE WITH INDIVIDUAL COLORING

SOFT ● 53



- EN** Individualization of the marginal gingiva with shade 53.
Base Original Pink 34.
- DE** Einfärbung der marginalen Gingiva mit der Farbe 53.
Basis Original Pink 34.
- IT** Individualizzazione della gengiva marginale con il colore 53.
Base Original Pink 34.
- FR** Personnalisation de la gencive marginale avec la couleur 53.
Base rose original 34.
- ES** Individualización de la encía marginal con el color 53.
Base original rosa 34.
- NL** Individualisering van de marginale gingiva met kleur 53.
Basis Original Pink 34.
- RU** Индивидуализация краевой десны цветом 53.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

MEDIUM ● 53 ● 55



- EN** Individualization with shade 53 plus 55 for the fixed gingiva.
Base Original Pink 34.
- DE** Einfärbung der befestigten Gingiva mit der Farbe 53 und 55.
Basis Original Pink 34.
- IT** Individualizzazione con il colore 53 oltre al 55 per la gengiva aderente.
Base Original Pink 34.
- FR** Personnalisation avec la couleur 53 et 55 en complément pour la gencive attachée.
Base rose original 34.
- ES** Individualización con el color 53 y el 55 para la encía adherida.
Base original rosa 34.
- NL** Individualisering met kleur 53 en daarnaast kleur 55 voor de aangehechte gingiva.
Basis Original Pink 34.
- RU** Индивидуализация цветом 53, дополнительно для прикрепленной десны цвет 55.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

STRONG ● 53 ● 55 ● 57



- EN** Individualization with shades 53, 55 and 57 for the alveolar mucosa.
Base Original Pink 34.
- DE** Einfärbung mit den eingefärbten Kunststoffen 53, 55 und 57 für die Alveolare Mukosa.
Basis Original Pink 34.
- IT** Individualizzazione con i colori 53, 55 e 57 per la mucosa alveolare.
Base Original Pink 34.
- FR** Personnalisation avec les couleurs 53, 55 et 57 pour la muqueuse alvéolaire.
Base rose original 34.
- ES** Individualización con los colores 53, 55 y 57 para la mucosa alveolar.
Base original rosa 34.
- NL** Individualisering met de kleuren 53, 55 en 57 voor de alveolaire mucosa.
Basis Original Pink 34.
- RU** Индивидуализация цветами 53, 55 и 57 для альвеолярной слизистой.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

INDIVIDUAL ● 53 ● 55 ● 57
+ Intensive Colors





- EN** Individualization with shades 53, 55 and 57 and characterization with the intensive shades.
Base Original Pink 34.
- DE** Einfärbung mit den Farben 53, 55 und 57 und Charakterisierung mit den Intensive Colors.
Basis Original Pink 34.
- IT** Individualizzazione con i colori 53, 55 e 57 e caratterizzazione con gli Intensive Colors.
Base Original Pink 34.
- FR** Personnalisation avec les couleurs 53, 55 et 57 et caractérisation avec les couleurs intenses.
Base rose original 34.
- ES** Individualización con los colores 53, 55 y 57 y caracterización con los Intensive Colors.
Base original rosa 34.
- NL** Individualisering met de kleuren 53, 55 en 57 en karakterisering met de Intensive Colors.
Basis Original Pink 34.
- RU** Индивидуализация цветами 53, 55 и 57, а также пигментами (Intensive Colors).
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

Create the best

VARIETY OF CHARACTERIZING


DIE VIELFALT DER CHARAKTERISIERUNG

SOFT ● 53




- EN Individualization of the marginal gingiva with shade 53.
Base Original Pink 34.
- DE Einfärbung der marginalen Gingiva mit der Farbe 53.
Basis Original Pink 34.
- IT Individualizzazione della gengiva marginale con il colore 53.
Base Original Pink 34.
- FR Personnalisation de la gencive marginale avec la couleur 53.
Base rose original 34.
- ES Individualización de la encía marginal con el color 53.
Base original rosa 34.
- NL Individualisering van de marginale gingiva met kleur 53.
Basis Original Pink 34.
- RU Индивидуализация краевой десны цветом 53.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

MEDIUM ● 53 ● 55



- EN Individualization with shade 53 plus 55 for the fixed gingiva.
Base Original Pink 34.
- DE Einfärbung der befestigten Gingiva mit der Farbe 53 und 55.
Basis Original Pink 34.
- IT Individualizzazione con il colore 53 oltre al 55 per la gengiva aderente.
Base Original Pink 34.
- FR Personnalisation avec la couleur 53 et 55 en complément pour la gencive attachée.
Base rose original 34.
- ES Individualización con el color 53 y el 55 para la encía adherida.
Base original rosa 34.
- NL Individualisering met kleur 53 en daarnaast kleur 55 voor de aangehechte gingiva.
Basis Original Pink 34.
- RU Индивидуализация цветом 53, дополнительно для прикрепленной десны цвет 55.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

STRONG ● 53 ● 55 ● 57



- EN Individualization with shades 53, 55 and 57 for the alveolar mucosa.
Base Original Pink 34.
- DE Einfärbung mit den eingefärbten Kunststoffen 53, 55 und 57 für die Alveolare Mukosa
Basis Original Pink 34.
- IT Individualizzazione con i colori 53, 55 e 57 per la mucosa alveolare.
Base Original Pink 34.
- FR Personnalisation avec les couleurs 53, 55 et 57 pour la muqueuse alvéolaire.
Base rose original 34.
- ES Individualización con los colores 53, 55 y 57 para la mucosa alveolar.
Base original rosa 34.
- NL Individualisering met de kleuren 53, 55 en 57 voor de alveolaire mucosa.
Basis Original Pink 34.
- RU Индивидуализация цветами 53, 55 и 57 для альвеолярной слизистой.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

INDIVIDUAL ● 53 ● 55 ● 57
+ Intensive Colors



- EN Individualization with shades 53, 55 and 57 and characterization with the intensive shades.
Base Original Pink 34.
- DE Einfärbung mit den Farben 53, 55 und 57 und Charakterisierung mit den Intensive Colors.
Basis Original Pink 34.
- IT Individualizzazione con i colori 53, 55 e 57 e caratterizzazione con gli Intensive Colors.
Base Original Pink 34.
- FR Personnalisation avec les couleurs 53, 55 et 57 et caractérisation avec les couleurs intenses.
Base rose original 34.
- ES Individualización con los colores 53, 55 y 57 y caracterización con los Intensive Colors.
Base original rosa 34.
- NL Individualisering met de kleuren 53, 55 en 57 en karakterisering met de Intensive Colors.
Basis Original Pink 34.
- RU Индивидуализация цветами 53, 55 и 57, а также пигментами (Intensive Colors).
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

*CANDULOR – based in Switzerland – is known for high-end products of denture.
At CANDULOR we are working with conviction for the quality of our
products since 1936 to meet the highest standards.*