

a bit more aesthetic...

enta[®]ceram



Vormenkaart
Mould chart
Formenkarte
Carte de formes
ceramic



enta[®]

NL

pritidenta b.v. beschikt over een grote ervaring wat betreft productontwikkeling en de vervaardiging van porselein en acryl prothese-elementen. pritidenta b.v. werkt nauw samen met verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

Enta[®] tanden en kiezen voldoen aan de hoogste eisen wat betreft sterkte, slijtvastheid, anatomische vormgeving en natuurgetrouwe karakterisering en kleur.

Enta[®] producten voldoen aan alle internationale standaarden en normen. De A1-D4 benaming correspondeert met de Vita kleurring. Dit is bedoeld als oriëntatie, niet als vergelijking. Vita is geen geregistreerd merk van pritidenta b.v.

GB

pritidenta b.v. has had large experience concerning research and development and the production of porcelain and acrylic teeth. pritidenta b.v. cooperates closely with several dental universities in the Netherlands and abroad.

Enta[®] teeth meet the highest requirements in respect of strength, grind ability, anatomical forms, natural characterization and shades. Enta[®] products meet all international standards.

D

pritidenta b.v. verfügt über eine große Erfahrung hinsichtlich Produktentwicklung und Herstellung von Prothesenzähnen aus Kunststoff und Keramik. pritidenta b.v. arbeitet eng mit Universitäten in den Niederlanden und aus dem Ausland zusammen.

Enta[®] Zähne genügen höchsten Anforderungen im Hinblick auf ihre Stärke, Schleifbarkeit, anatomische Formgebung und naturgetreue Charakterisierung und Farben. Enta[®] Produkte entsprechen allen internationalen Normen.

F

pritidenta b.v. a une grande expérience en ce qui concerne la recherche, le développement et la production de dents en porcelaine et en résine. pritidenta b.v. collabore avec des universités aux Pays-Bas et à l'étranger.

Les dents Enta[®] répondent aux critères, les plus exigeants en ce qui concerne la robustesse, la possibilité de rectifier, la forme anatomique et la reproduction des couleurs naturelles. Les produits Enta[®] satisfont à toute les normes internationales.

anterior's
upper

upper anterior teeth
5 moulds

S10



S20



S30



S40



S50



Central
L1

Central
W1

Set of
W2

9,50 7,40 41,80

11,20 8,50 46,10

11,40 8,80 46,70

11,70 9,00 48,10

12,90 9,10 50,10

anterior's
lower

lower anterior teeth
3 moulds

S2



S4



S6



Central
C1

Central
C1

Set of
So2

8,70 5,30 36,00

8,70 5,30 37,00

9,50 6,00 39,50



ISO 3336: 1993
ISO 4824: 1993

- All moduls are illustrated actual size
- Available in A0 - D4, including B0
- The dimensions are in millimetres (mm)
- The A1 - D4 designations correspond to the Vita shade guide
- This is meant to be a guide, not a match
- Vita is not a registered trademark of pritidenta b.v.

27 moulds

W1

Set of
W2

270

W: Set of

48,00

42,00

280

48,20

43.00

310

39.2

43,50

320

42,20

45.50

330

43.00



41,50

340

43,00

43.00

350


43.50



44,50

360


44,00



45.20

370


46.00



47,00

380

47,00



47.00

410

42.00

anterior's
upper

420



Central L1	Central W1	Set of W2
9,70	8,10	43,50

anterior's
lower

70



Central L1	Central W1	Set of W2
7,30	5,20	33,50

430



9,50	8,30	43,50
------	------	-------

72



7,70	5,00	34,00
------	------	-------

440



10,00	8,20	45,40
-------	------	-------

74



9,70	5,40	35,00
------	------	-------

450



9,90	8,70	46,00
------	------	-------

76



8,10	5,30	35,50
------	------	-------

460



9,70	8,80	46,50
------	------	-------

78



8,20	5,40	36,50
------	------	-------

anterior's
lower

lower anterior teeth
15 moulds

Central L1	Central B1	Set of B2
8,30	4,60	30,00

80



9,20	5,60	36,50
------	------	-------

60



8,30	4,60	30,00
------	------	-------

82



9,10	5,60	37,00
------	------	-------

62



7,50	4,80	31,50
------	------	-------

84



9,00	5,80	38,50
------	------	-------

64



8,20	4,80	33,00
------	------	-------

86



10,00	5,90	38,50
-------	------	-------

66



7,70	5,00	33,00
------	------	-------

88



10,50	6,50	42,80
-------	------	-------

68



8,70	5,00	33,00
------	------	-------

posterior	upper
lower	

posterior teeth
9 moulds


E2



1/2 Set of	1. Molars
W3	W4


28,80	8,20
31,60	8,10

E4



30,50	8,70
32,50	8,50

E5




33,50	10,00
35,80	9,00

H4



29,40	8,30
31,50	7,20

292



29,60	7,90
32,20	7,60

312



31,30	8,80
34,50	8,80

posteriors
lower upper

OPTIFORM

3 moulds

30



1/2 Set of
W3

30,40 8,70

30,10 7,70


34



33,50 10,00

33,60 8,80

34S



33,30 9,30

33,40 8,60

L1 Length 1:
Length of the central incisors without the cervical [in mm]

W1 Width 1:
Width of the central incisors [in mm]

W2 Width 2:
Width of the total set [in mm]

W3 Width 3:
Width of the half set [in mm]

W4 Width 4:
Width of the first molar [in mm]

anterior's

upper

upper anterior teeth

11 moulds

L42C



M42C



M45C



S45C



M48C



M51C



M45CA



M45FA



S48FA



L46CS



L46FS



Central

L1

Central

W1

Set of

W2

10,60

7,70

42,40

9,80

7,70

42,40

10,00

8,20

45,40

9,20

8,20

45,40

11,00

8,80

48,40

11,80

9,50

52,40

9,80

8,10

45,40

10,10

8,10

45,40

10,30

8,90

48,60

10,80

8,20

44,30

11,00

8,40

44,80

anterior's

lower

lower anterior teeth

5 moulds

M42



M45



M48



S42



S48



Central

L1

Central

W1

Set of

W2

9,20

4,90

32,00

34,00

5,50

34,00

10,20

5,80

36,00

7,70

5,00

33,00

9,30

5,80

36,00

a bit more personal...

Your enta contact

Do you still have any questions or would you like to arrange for a personal consulting session? We look forward to your call or e-mail.



enta b.v.
Brouwerijbaan 10
4615 AA Bergen op Zoom
The Netherlands

Phone: +31 (0)164.23.74.54
Fax: +31 (0)164.23.53.12
E-Mail: info@enta.nl
Internet: www.enta.nl