

Tratamente relaxate și eficiente

OptraGate® 2

Retractor pentru buze și obraji
fără latex

NOU cu
OptraGate®
Dry Control



Pentru mai mult confort în practica zilnică

OptraGate® 2 este un retractor pentru buze și obraji fără latex, ce vă susține optim în activitatea dvs. zilnică. OptraGate 2 oferă acces amplu la zona de tratament și permite o izolare relativă eficientă și simplă.

Utilizarea acestui retractor pentru buze și obraji vă permite să lucrați cu mai multă concentrare și vă ajută să îmbunătățiți calitatea clinică și eficiența tratamentelor dumneavoastră. Descoperiți cum OptraGate 2 ajută pacienții să rămână mai calmi, să înghită mai rar și să vorbească mai puțin. Al treilea inel oferă un confort sporit pacienților dumneavoastră și îi ajută să-și mențină gura relaxată și deschisă, chiar și în timpul tratamentelor mai îndelungate.

Estetică

Vizibilitate perfectă pentru procedurile de restaurare estetică

În combinație cu auxiliarele pentru reducerea salivei, OptraGate 2 vă ajută să mențineți zona de tratament curată și uscată, ceea ce reduce riscul de contaminare. Astfel se pot îmbunătăți performanțele adevize ale materialelor^[1]. În plus, OptraGate 2 oferă acces neîngrădit la zona de tratament, facilitând conturarea estetică.

Calitate

Tratamente relaxate pentru rezultate de înaltă calitate

Flexibilitatea și textura depărtătorului de părți moi asigură o experiență confortabilă pacienților. OptraGate 2 susține pacientul să mențină gura deschisă în timpul tratamentului. Al treilea inel sporește confortul pacienților în timpul purtării și vă permite să lucrați cu mai multă concentrare.

Eficiență

Tratamente neîntrerupte și eficientizate

OptraGate 2 permite medicilor să se concentreze în totalitate asupra tratamentului, deoarece nu este nevoie să retragă manual buzele și obraji. Mai puține întreruperi duc la durate de tratament mai scurte și la o experiență mai plăcută pentru toți cei implicați.

În fiecare secundă,

undeva în lume, este efectuat un treatment cu OptraGate®*.



Avantajele dvs. pe scurt:

- ✓ Pacienți relaxați și tratamente eficiente
- ✓ Câmp de lucru ușor accesibil și liber
- ✓ Inserare ușoară datorită flexibilității tridimensionale, materialului moale și celui de-al treilea inel
- ✓ Aplicare versatilă
- ✓ Fără latex

[1] Daudt, Eduardo, Guilherme Carpena Lopes și Luiz Clovis Cardoso Vieira. "Does operatory field isolation influence the performance of direct adhesive restorations?" Journal of Adhesive Dentistry 15:1 (2013).


* Conform cifrelor de vânzări Ivoclar, se aplică pentru OptraGate.

Confort sporit datorită celui de-al treilea inel

Integrarea celui de-al treilea inel suplimentar în OptraGate 2 reduce presiunea compresivă asupra maxilarului (vezi săgețile albastre).

Acest lucru îmbunătățește confortul la purtare, ajută pacienții să rămână relaxați și să mențină fără efort cavitatea orală deschisă în timpul tratamentului.

Al treilea inel simplifică în mod semnificativ inserarea depărtătorului în gura pacientului.



Cum să alegeți mărimea potrivită:

Pentru a determina dimensiunea corectă a depărtătorului de părți moi, vă rugăm să consultați scala de referință imprimată pe ambalajul individual. Determinați distanța dintre comisurile orale urmând conturul buzelor și utilizând scala de referință de pe folia individuală. Selectați dimensiunea corectă pe baza marcajelor.

Material flexibil – utilizare versatilă

Confort ridicat la purtare, compatibilitate bună și o gamă largă de aplicări – OptraGate 2 excelează în diverse situații clinice prin **izolarea relativă**:

- ✓ Restaurări directe
- ✓ Stomatologie digitală
- ✓ Ortodonție
- ✓ Protetică
- ✓ Diagnostic
- ✓ Prevenție
- ✓ Albire
- ✓ Stomatologie pediatrică


Forme de livrare:

OptraGate 2

757915WW	OptraGate 2 Assortment
757912WW	OptraGate 2 Regular Refill/80
757914WW	OptraGate 2 Small Refill/80

OptraGate – originalul

577275WW	OptraGate Assortment
590850WW	OptraGate Regular Refill/80
590851WW	OptraGate Small Refill/80
591451WW	OptraGate Junior Refill/80
669088WW	OptraGate Assortment Small, pink/blue
669089WW	OptraGate Assortment Junior, pink/blue

 **Urmăriți tutorialul video acum!**
Aflați totul despre alegerea dimensiunii potrivite, inserarea și verificarea ocluziei.



Mai mult decât uscat. Pur și simplu eficient.

OptraGate® Dry Control este un ejector de salivă inovator, cu un retractor lingual integrat. În special atunci când este utilizat în combinație cu OptraGate 2, acesta asigură o izolare relativă eficientă și minimizează întreruperile – rezultând o eficiență a tratamentului clar îmbunătățită

NOU

Beneficiile dvs. pe scurt


Control eficient al umidității
pentru un câmp de tratament constant uscat

Aspirație pe o circumferință de 270 grade
Numeroasele fante de aspirație dispuse în jurul piesei bucale asigură un control eficient al umidității pe o suprafață mare

Acces liber la zona de tratament și **protecție suplimentară** a limbii datorită retractorului lingual integrat

Operare hands-free: designul cu auto-retenție asigură o fixare stabilă pe mandibulă, permițând un tratament autonom

Aplicare simplă: gata de utilizare imediată și compatibil cu toate uniturile dentare standard



«OptraGate® Dry Control protejează limba și oferă o performanță de aspirație eficientă. Datorită designului său cu auto-retenție, rămâne fixat stabil în poziție, reduce necesitatea ajustărilor constante și îmi permite să lucrez fără întreruperi.»

Dr. Dan Lazăr, România

Pont

OptraGate Dry Control poate fi adaptat individual pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale cavității bucale:

- ✓ Element de aspirație ajustabil
- ✓ Retractor lingual reglabil
- ✓ Tub flexibil, ușor de îndoit

O echipă puternică pentru izolare relativă

OptraGate® Dry Control și OptraGate® 2 sunt concepute pentru a funcționa împreună, oferind o izolare relativă extrem de eficientă.

Țesutul moale este retractat în mod eficient, în timp ce zona de tratament este protejată în mod sigur împotriva contaminării cu umiditatea bucală.

Rezultatul:

- ✓ Proceduri de tratament eficiente
- ✓ Concentrare clară asupra câmpului de tratament
- ✓ Confort ridicat pentru pacient

Eficiență
combinată

Controlul umidității simplificat:



Urmăriți tutoria-
lul video acum!

Forme de livrare:

OptraGate Dry Control

768788	OptraGate Dry Control / 60
768787	OptraGate Dry Control / 30
768789	OptraGate Dry Test Pack / 2

OptraDam Plus – pentru izolare absolută

OptraDam Plus este un câmp de digă 3D cu inele flexibile din plastic și un design anatomic: pentru izolarea absolută a zonei de tratament cu o tehnică inovatoare de izolare tridimensională.

Avantajele dvs. pe scurt:

- ✓ Inserare îmbunătățită datorită inelelor flexibile din plastic și absenței cadrului metalic
- ✓ Confort sporit pentru pacient deoarece nu este necesar un cadru metalic
- ✓ Reducerea răspândirii aerosolilor în cabinet^[2]

[2] P. Samaranayake, J. Reid, N. Evans, The efficacy of rubber dam isolation in reducing atmospheric bacterial contamination, ASDC Dent. Child., 1989, 56, 442–444.

Cunoașteți deja accesoriile noastre clinice?



OptraGloss®

Lustruire cu luciu intens a materialelor
compozite într-o singură etapă
www.ivoclar.com/optragloss

OptraSculpt®

Conturare eficientă datorită
efectului antiaderent
www.ivoclar.com/optrasculpt



Mai multe despre produsele
clinice Ivoclar:
ivoclar.com/direct-restoratives

Tratament restaurativ direct pentru o estetică eficientă

Produsele noastre coordonate pentru tratamente restaurative directe vă permit să realizați restaurări estetice de înaltă calitate, cu o eficiență sporită.



Izolare

Tratamente relaxate și eficiente cu OptraGate 2



Bonding

Adeziune eficientă cu Adhese 2 în eficientul VivaPen



Restaurare

Conțați pe Tetric plus – noul compozit universal simplificat



Foto-polimerizare

Performanță ridicată de polimerizare oferită de Bluephase PowerCure



Polișare

Suprafețe lucioase obținute cu OptraGloss



Protecție

Prevenție eficientă cu Fluor Protector S