CeraGum Flowables

Caracterizare gingivală – gingia naturală este policromă.

13 nuanțe fluide pentru personalizarea esteticii gingivale.

Caracteristici principale

Caracteristică	Descriere
01 · Aplicare precisă	Aplicare uniformă în straturi subțiri, cu vârf curbat 20G pentru detalii anatomice fine.
02 · Fotopolimerizare	Creați profunzime cromatică, transluciditate și accente luminoase prin stratificare controlată.
03 · 13 nuanțe	4 de bază, 6 intensive și 3 pentru efecte.
04 · Radioopacitate	Toate cele 13 nuanțe sunt radioopace. Rezistență la flexiune ≥ 80 MPa; rezistență la compresiune > 200 MPa.

13 nuanțe. Caracterizare individualizată.

BAZĂ · 4 INTENSIVE · 6 EFECTE · 3

Rezistență la compresiune	Rezistență la flexiune	Radioopacitate
> 200 MPa	≥ 80 MPa	Toate cele 13 nuanțe



În imaginea originală este prezentată nuanța Pink.

CeraGum™ este o marcă MPF. Dispozitiv medical cu marcaj CE. Exclusiv pentru utilizare profesională în stomatologie. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire. Culorile nuanțelor reproduse în materialele tipărite sunt aproximative.

Culoarea gingivală în detaliu

Cinci nuanțe. Caracterizare prin stratificare. Lucrare realizată de Fer Griffon.

Nuanțe utilizate în exemplu: Light Pink, Pink Translucent, Pink, Purple Magenta și Light Red.



Paleta celor 13 nuanțe

Categorie	Nuanță	Indicație pentru caracterizare
Bază	Light Pink	Fenotip gingival subțire; gingie marginală
Bază	Pink	Nuanță de bază universală
Bază	Dark Pink	Fenotip gingival gros; saturație cromatică mai mare
Bază	Radish	Nuanță de bază intensă pentru profunzime cromatică
Intensivă	Red Brown	Zone cu pigmentație melanică; profunzime locală
Intensivă	Purple Magenta	Vascularizație; mucoasă alveolară
Intensivă	Light Red	Papile interdentare; accente marginale
Intensivă	Dark Red	Roșu intens; profunzime vasculară
Intensivă	Dark Orange	Nuanță intensivă caldă, cu luminozitate mai redusă
Intensivă	Peach	Nuanță intensivă caldă, cu luminozitate mai ridicată
Efect	Pink Translucent	Transluciditate la marginea gingivală și în zonele de tranziție
Efect	Milky White	Proeminențe radiculare și tranziție cervicală
Efect	White Translucent	Accente luminoase discrete în zonele de tranziție

Protocol de caracterizare

1. Strat de bază · 2. Profunzime cromatică · 3. Vascularizație · 4. Transluciditate · 5. Accente anatomice luminoase · 6. Finisare și lustruire.

Fotopolimerizare: lampă halogen sau LED, 400–500 nm; straturi ≤ 3 mm (nuanțe opace ≤ 1 mm); 10 secunde/strat (5 secunde la intensitate > 1000 mW/cm²); fotopolimerizare finală suplimentară de 20 secunde/suprafață (10 secunde la intensitate > 1000 mW/cm²).

În curând: CeraGum PasteForm Strip.

Distribuitor autorizat: logo și date de contact.

CeraGum™ este o marcă MPF. Dispozitiv medical cu marcaj CE. Exclusiv pentru utilizare profesională în stomatologie. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire. Culorile nuanțelor reproduse în materialele tipărite sunt aproximative.