NOU Mark IV
ceramill® motion 2
Ultima generație de mașini

Hibridul care nu se demodează

La lansarea sa, în 2012, unitatea de frezare cu 5 axe Ceramill Motion 2 a redefinit standardul industriei în ceea ce privește capabilitățile tehnice, diversitatea fabricației și calitatea. Fiind una dintre primele mașini de frezat care puteau fi folosite atât pentru prelucrarea uscată, cât și pentru cea umedă, Ceramill Motion 2 a evoluat mereu în pas cu cerințele utilizatorilor săi.


Prelucrarea umedă și uscată într-o singură mașină compactă păstrează aproape întregul lanț valoric în propriul laborator. Datorită tehnologiei inovatoare de control DNA și conceptului robust al mașinii, Ceramill Motion 2 este o garanție de viitor pentru rentabilitate și precizie. De la lansarea pe piață și până astăzi, nenumărați clienți se bazează pe fiabilitatea sa. La nivel mondial, această generație de mașini a acumulat astfel peste 10 milioane de ore efective de funcționare, devenind cea mai de succes platformă hibridă actualizabilă din toate timpurile.

Această poveste de succes va continua în 2022 – cu Ceramill Motion 2 DRY Package. Această mașină, concepută exclusiv pentru prelucrarea uscată, impresionează – la fel ca mașina hibridă – prin timpi scurți de prelucrare, calitate maximă și un ROI imbatabil.



- Rezultate cu adaptare perfectă, datorită strategiilor de frezare DNA de înaltă performanță – dezvoltate special pentru prelucrarea materialelor dentare
- Diversitate maximă de materiale și indicații
- Designul inteligent al mașinii asigură protecția optimă a tuturor componentelor electronice în timpul funcționării în regim umed
- Pregătit pentru viitor, datorită actualizărilor software continue prin Protection Plans

Ce mașină mi se potrivește cel mai bine





Proiectate, produse și testate în Austria

Mașinile noastre de frezat sunt create integral în cadrul companiei, exclusiv la sediul central Amann Girrbach din Koblach, Austria. Pe baza experienței noastre de zeci de ani în tehnologia CNC și a competențelor solide de dezvoltare, avem expertiza necesară pentru a dezvolta și fabrica mașinile noastre în întregime, de la zero.